

【開始】 最初に読んでください		[2]	[1]
アブテクトセルⅢ 3SS197 Exp:2026/07/29		[3]	リゾルブパネル A RA295 Exp:2026/07/21
[1]		ハイオビュースクリーン BS4527 Exp:2026/07/13	[1]
[2]		[1]	[2]
[3]		[2]	[3]
サージスクリーン 3SS841 Exp:2026/07/14		[3]	[4]
[1]		ハイオビュースクリーン BS4528 Exp:2026/07/13	[5]
[2]		[1]	[6]
[3]		[2]	[7]
サージスクリーン 3SS841Z Exp:2026/07/14		[3]	[8]
[1]		ハイオビュースクリーン BS4529 Exp:2026/07/17	[9]
[2]		[1]	[10]
[3]		[2]	[11]
サージスクリーン 3SS844 Exp:2026/07/14		[3]	リゾルブパネル C RC435 Exp:2026/07/28
[1]		ハイオビュースクリーン BS4530 Exp:2026/07/13	[1]
[2]		[1]	[2]
[3]		[2]	[3]
サージスクリーン 3SS845 Exp:2026/07/14		[3]	[4]
[1]		ディエコ A血球 DIA731 Exp:2026/07/14	[5]
[2]		[1]	[6]
[3]		ディエコ A血球 DIA732 Exp:2026/07/14	[7]
サージスクリーン 3SS846 Exp:2026/07/14		[1]	[8]
[1]		ディエコ A血球 DIA734 Exp:2026/07/21	[9]

※このバーコードで登録したLotをQuickAntigamで「血球試薬の追加」をする際は、DonorNoのアルファベットを数字の9に置き換えて入力してください。

※0.8%リゾルブパネルAおよびCは通常のリゾルブパネルAおよびCとして、アブテクトセルⅢはサージスクリーンとして読み込まれます。

[10]	
[11]	
セレクトジェン S637 Exp:2026/07/14	
	
[1]	
[2]	
【終了】	最後に読んでください
	

※このバーコードで登録したLotをQuickAntigramで「血球試薬の追加」をする際は、DonorNoのアルファベットを数字の9に置き換えて入力してください。

※0.8%リゾリンパ細胞およびCは通常のリゾリンパ細胞およびCとして、アブテクト細胞はサージスクリーンとして読み込まれます。